



Bags de amostra laparoscópica descartável

Bolsas de alta resistência de abertura automática garante a captura segura da amostra com fácil manuseio com uma só mão.



UNIVERSAL PLUS™
SUCÇÃO/IRRIGAÇÃO



DETACHATIP® III
SISTEMA



VCARE®
MANIPULADOR UTERINO



Para saber mais sobre esses e outros produtos inovadores, visite CONMED.com.

Dispositivo estéril, descartável, projetado para uso como um receptáculo para a coleta e extração de tecido, órgãos e cálculos durante procedimentos cirúrgicos laparoscópicos. O Sistema da Bag consiste de uma bolsa de amostra de fio flexível e um introdutor. Ela pode ser usada através de uma cânula de 5, 10 ou 12mm.

Design único


O design patenteado único garante facilidade de uso, podendo ser introduzido e manipulado com uma mão. A bolsa grande de alta resistência, de abertura automática, oferece captura fácil e segura da amostra enquanto resiste a desgaste, reduzindo o potencial de migração de células.

Fácil de usar

Indicadores no anel do polegar posicionam a abertura (superior) da bolsa para posicionamento correto. A bolsa pode ser destacada na cavidade abdominal para retirada posterior.

Benefícios

- Volume de bolsa grande para capturar amostras grandes
- Força de inserção mínima permite a inserção suave
- Design ergonômico fornece manuseio fácil com uma mão
- Inserir o indicador garante que a bolsa ficará na posição adequada quando inserida



Informações de pedido

Descrição	Cânula	Diâmetro	Comprimento	Volume	Qtd. por caixa	Número do catálogo
Bolsa de fio de memória anexa, Polímero	5mm	3in (7.62cm)	4in (10.2cm)	120ml	10/case 1/pkg	SB534
Bolsa de fio de memória independente, Polímero	10mm	3in (7.62cm)	6in (15.24cm)	255ml	10/case 1/pkg	SB836
Bolsa de fio de memória independente, Polímero	10mm	5in (12.7cm)	7in (17.78cm)	680ml	10/case 1/pkg	SB857
Bolsa de fio de memória anexa, Polímero	10mm	3in (7.62cm)	6in (15.24cm)	255ml	5/case 1/pkg	SB936
Bolsa de fio de memória anexa, Polímero	10mm	5in (12.7cm)	7in (17.78cm)	680ml	5/case 1/pkg	SB957
Bolsa de fio de memória anexa, Polímero	12mm	7.5in (19.1cm)	9in (22.9cm)	1500ml	5/case 1/pkg	SB979
Bolsa de fio de memória anexa, Nylon	10mm	3in (7.62cm)	6in (15.24cm)	255ml	5/case 1/pkg	SB1036
Bolsa de fio de memória anexa, Nylon	10mm	5in (12.7cm)	7in (17.78cm)	680ml	5/case 1/pkg	SB1057
Bolsa de fio de memória anexa, Nylon	12mm	7.5in (19.1cm)	9in (22.9cm)	1500ml	5/case 1/pkg	SB1079