


SOUND REACH®

Equipamento Cirúrgico Ultrassônico



Visão Geral

O SOUND REACH® proporciona rapidez, segurança, facilidade e flexibilidade nas cirurgias onde a energia avançada é necessária.



Características e Benefícios

Características	Benefícios
Corte, Apreensão, Coagulação em um só instrumento	Rapidez e Versatilidade, não há necessidade de troca de instrumentos
Sem Fumaça, Sem Escaras, Sem energia elétrica através do paciente	Segurança durante a cirurgia
Corte e Coagulação Simultâneos e precisos	Facilidade durante a Cirurgia
Controle Total com apenas uma só mão, Acionamento e rotação	Flexibilidade durante a Cirurgia



Informações de Produto

Código do Produto		Quantidade por Caixa
CSUS 6000	Gerador com Pedal	1
CS3605F	Tesoura Coaguladora Laparoscópica, ponta Curva, 5mm, 36 cm	3
CS2305F	Tesoura Coaguladora, ponta Curva, 5mm, 23 cm	3
CS1405F	Tesoura Coaguladora, ponta Curva, 5mm, 14 cm	3
TRA 6	Transdutor	1
TRA5E/TRAS	Cabo para Transdutor	1
CART 6000	Carrinho para Gerador	1

Especificações de Produto

Dimensões do Gerador	Peso do Gerador	Níveis de Potência	Dimensões do Carrinho
16cm x 36cm x 38cm	10kg	5	94cm x 39cm x 60cm

São Paulo, Brasil

Av. Brig. Faria Lima, 1461 - Cj. 74
Sala 03 - Torre Sul - Jd Paulistano
01452-921 - São Paulo/SP
Tel: +55 (11) 3095-4228
comercial@reachsurgical.com.br

Cincinnati, USA

4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 45242, US
Tel: +1(513)769-1918
Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China

120 Xinxing Road, West Zone,
TEDA, Tianjin P. R. China, 300462
Tel: +86 22-25325428
Fax: +86 22-66200915

Beijing, China

Room 2015, 20 Floor, The Beijing silver Tower,
No. 2, East Third Ring North Road, Chaoyang
District, Beijing, 100027, China
Tel: +86 20-65675672
Fax: +86 10-65678258

<http://www.reachsurgical.com>

Sempre consulte a bula para informações de uso

