




REACH SURGICAL

Qualidade e Inovação

***iREACH* Magnum**

Grampeador Endoscópico Elétrico



Características e Benefícios



Articulação de 55°



Energia para 12 disparos



Estabilidade superior



Compressão superior



Nova lâmina em cada recarga

Especificações

Código do Produto	Comprimento da haste	Comprimento do grameamento
IM45AS	282mm	45mm
IM45AM	332mm	45mm
IM45AL	432mm	45mm
IM60AS	298mm	60mm
IM60AM	348mm	60mm
IM60AL	448mm	60mm



Recargas ENDO III compatíveis com iReach Magnum

Código do Produto	Cor do Cartucho	Tecido	Altura do Grampo Aberto (mm)	Altura do Grampo Fechado (mm)	Número de Grampos	Linhas de Grampos	Qtde. Caixa
REC 45 GRA	Cinza	Vascular/Fino	2,0	0,75	66	6	12
REC 60 GRA					90		
REC 45 WHT	Branca	Vascular/Fino	2,5	1,0	66		
REC 60 WHT					90		
REC 45 BLU	Azul	Normal/Regular	3,5	1,5	66		
REC 60 BLU					90		
REC 45 GLD	Dourada	Normal/Intermediário	3,8	1,75	66		
REC 60 GLD					90		
REC 45 GRN	Verde	Espesso	4,1	2,0	66		
REC 60 GRN					90		
REC 45 BLK	Preta	Muito Espesso	4,4	2,2	66		
REC 60 BLK					90		

Obs: grameador não contém recarga

São Paulo, Brasil
Av. Brig. Faria Lima, 1461 - Cj. 74
Sala 03 - Torre Sul - Jd Paulistano
01452-921 - São Paulo/SP
Tel: +55 (11) 3095-4228
comercial@reachsurgical.com.br

Cincinnati, USA
4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 45242, US
Tel: +1(513)769-1918
Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China
120 Xinxing Road, West Zone,
TEDA, Tianjin P. R. China, 300462
Tel: +86 22-25325428
Fax: +86 22-66200915

Beijing, China
Room 2015, 20 Floor, The Beijing silver Tower,
No. 2, East Third Ring North Road, Chaoyang
District, Beijing, 100027, China
Tel: +86 20-65675672
Fax: +86 10-65678258

<http://www.reachsurgical.com>
Sempre consulte a bula para informações de uso

