

REACH[®] FLC

Grampeador Linear Cortante com Carga



Grampeador FLC Linear Cortante



Código do Produto	Descrição	Cor	Grampo Aberto	Grampo Fechado	Número Grampos	Linha de Grampos	Comp. Linha Grampo	Qtd. Caixa
FLC6038S	Grampeador Linear Cortante FLC 60-3.8	Azul	3.8	1.5	64	4	60	3
FLC6048S	Grampeador Linear Cortante FLC 60-4.8	Verde	4.8	2.0	64	4	60	3
FLC8038S	Grampeador Linear Cortante FLC 80-3.8	Azul	3.8	1.5	84	4	80	3
FLC8048S	Grampeador Linear Cortante FLC 80-4.8	Verde	4.8	2.0	84	4	80	3

Novo Projeto de Grampeador e Recarga

Para um disparo mais consistente e melhor formação de grampo.

Dispositivo de Segurança

Previne que uma carga já disparada seja reutilizada.


Controle de Fechamento Paralelo das Mandíbulas

Mantém as mandíbulas paralelas para uma formação de grampos consistente.

Facilidade no Uso

Alças emborrachadas antiderrapantes, botão de liberação rápida.

Recargas



Código do Produto	Descrição	Cor	Grampo Aberto	Grampo Fechado	Número Grampos	Linha de Grampos	Comp. Linha Grampo	Qtd. Caixa
FLC6038L	Carga Linear Cortante FLC 60-3.8	Azul	3.8	1.5	64	4	60	6
FLC6048L	Carga Linear Cortante FLC 60-4.8	Verde	4.8	2.0	64	4	60	6
FLC8038L	Carga Linear Cortante FLC 80-3.8	Azul	3.8	1.5	84	4	80	6
FLC8048L	Carga Linear Cortante FLC 80-4.8	Verde	4.8	2.0	84	4	80	6

São Paulo, Brasil

Av. Brig. Faria Lima, 1461 - Cj. 74
Sala 03 - Torre Sul - Jd Paulistano
01452-921 - São Paulo/SP
Tel: +55 (11) 3095-4228
comercial@reachsurgical.com.br

Cincinnati, USA

4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 45242, US
Tel: +1(513)769-1918
Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China

120 Xinxing Road, West Zone,
TEDA, Tianjin P. R. China, 300462
Tel: +86 22-25325428
Fax: +86 22-66200915

Beijing, China

Room 2015, 20 Floor, The Beijing silver Tower,
No. 2, East Third Ring North Road, Chaoyang
District, Beijing, 100027, China
Tel: +86 20-65675672
Fax: +86 10-65678258

<http://www.reachsurgical.com>

Sempre consulte a bula para informações de uso

