

# REACH® ENDO III

Endo Grampeador Linear Cortante



Visão Geral

Ampla gama de cargas que cobrem todos os tipos de cirurgia.



## Endo Grampeador Endo III



Código do Produto	Descrição	Comprimento da Haste (mm)	Disparos Máximos	Qtd. por Caixa
REC60A S	Endo Grampeador Endo III 60mm - Articulado Curto	305	12	3
REC60A	Endo Grampeador Endo III 60mm - Articulado Padrão	355	12	3
REC60A L	Endo Grampeador Endo III 60mm - Articulado Longo	455	12	3
REC45A S	Endo Grampeador Endo III 45mm - Articulado Curto	290	12	3
REC45A	Endo Grampeador Endo III 45mm - Articulado Padrão	340	12	3
REC45A L	Endo Grampeador Endo III 45mm - Articulado Longo	440	12	3

## Especificação - Cargas



Código do Produto	Descrição	Cor	Tecido	Grampo Aberto (mm)	Grampo Fechado (mm)	Número de Grampos	Linhas de Grampos	Qtd. por Caixa
REC 60 GRA	60mm	Cinza	Vascular/Fino	2,0	0,75	90	6	12
REC 60 WHT	60mm	Branca	Vascular/Fino	2,5	1,00	90	6	12
REC 60 BLU	60mm	Azul	Regular	3,5	1,50	90	6	12
REC 60 GLD	60mm	Dourada	Regular	3,8	1,75	90	6	12
REC 60 GRN	60mm	Verde	Espesso	4,1	2,00	90	6	12
REC 60 BLK	60mm	Preta	Espesso	4,4	2,20	90	6	12
REC 45 GRA	45mm	Cinza	Vascular/Fino	2,0	0,75	66	6	12
REC 45 WHT	45mm	Branca	Vascular/Fino	2,5	1,00	66	6	12
REC 45 BLU	45mm	Azul	Regular	3,5	1,50	66	6	12
REC 45 GLD	45mm	Dourada	Regular	3,8	1,75	66	6	12
REC 45 GRN	45mm	Verde	Espesso	4,1	2,00	66	6	12
REC 45 BLK	45mm	Preta	Espesso	4,4	2,20	66	6	12

Pré-compressão tecidual.  
Previne deslizamento do tecido.



Vários tamanhos de cargas, incluindo a carga preta passando através de um trocater de 12mm.

Sistema inovador de articulação e rotação.  
Facilidade no uso.



Trava de segurança nas cargas usadas. Assegura que essas cargas não sejam redisparradas, garantindo maior segurança ao paciente.

Articulável em qualquer angulação até 45 graus.  
Maior controle e facilidade de uso em qualquer anatomia.



Nova lâmina a cada disparo. Cortes precisos, melhorando a formação da linha de grampos.

Cincinnati, USA  
4480 Lake Forest Dr, Suite 414  
Cincinnati, OH 45242, USA  
Tel: +1(513)769-1918 Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China  
4th Floor, Bldg. B, No. 5 of Fourth  
Street, TEDA, Tianjin, 300457, China  
Tel: +86 22-25325428 Fax: +86 22-66200915

Beijing, China  
Room 2015, 20 Floor, The Beijing Silver Tower,  
No.2, East Third Ring North Road, Chaoyang  
District, Beijing, 100027, China  
Tel: +86 10-65675672 Fax: +86 10-65678258

<http://www.reachsurgical.com>  
[comercial@reachsurgical.com.br](mailto:comercial@reachsurgical.com.br)

Sempre consulte a bula para informações de uso

 **REACH SURGICAL**